

Dispositivo AtriClip PRO[®]

Uma abordagem simplificada para a exclusão do AAE

AtriCure

O dispositivo **AtriClip PRO[®]** pode ser usado em procedimentos de toracoscopia, em combinação com outros procedimentos cardíacos.

Características

- Articulação unidirecional da cabeça de $\pm 30^\circ$ com trava.
- Recurso de implantação rápida.
- Eixo rígido de 25 cm.
- Inclui Guia de Seleção (CGG).

Sistema de Exclusão do AAE	
Tamanhos	Modelos de AtriClip PRO [®]
35 mm	PRO135
40 mm	PRO140
45 mm	PRO145
50 mm	PRO150

Indicações nos EUA: O Sistema de Exclusão do AAE - AtriClip[®] é indicado para a oclusão do apêndice atrial esquerdo do coração, realizada sob visualização e em conjunto com outros procedimentos cirúrgicos cardíacos.

A visualização direta, nesse contexto, exige que o cirurgião possa ver o coração diretamente, com ou sem assistência de uma câmera, endoscópio ou outras tecnologias de visualização apropriadas.

Consulte as instruções de uso para obter uma lista completa de contraindicações, avisos, precauções e potenciais eventos adversos antes de usar esse dispositivo.



HEALINGMED

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL.

healingmed.com.br

RIO DE JANEIRO

R. Newton Prado, 33
São Cristóvão
Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2205 2126
comercial@healingmed.com.br

SÃO PAULO

R. Martiniano de Carvalho, 864
Sala 1.004 - Paraíso
São Paulo - SP
+55 (11) 3285 4736



ATRICURE, INC.
7555 Innovation Way
Mason, Ohio 45040 USA
Customer Service: +1 (866) 349-2342
CustomerService@AtriCure.com
www.AtriCure.com

AT-CLIP-PRO-1

Dispositivo AtriClip PRO[®]

O dispositivo
AtriClip PRO[®]
pode agora
ser usado em
procedimentos
mini-invasivos
de cirurgia
cardíaca.



AtriCure